



手動マイクロマニピュレータ MM 33

仕様

移動範囲	X-軸: 37 mm Y-軸: 20 mm Z-軸: 25 mm
微動調整	10 mm
素材	アルミニウム
表面加工	黒色アルマイト
重量	約 650 g



注文情報:

注文番号: 00-42-101-0000 (右側用、1/2" クランプ)
 注文番号: 00-42-102-0000 (左側用、1/2" クランプ)
 注文番号: 00-42-103-0000 (右側用、チルティング)
 注文番号: 00-42-104-0000 (左側用、チルティング)

製品特徴:

- ▶ 3軸 (XYZ) 手動移動
- ▶ すべての制御ノブ (3軸) はマニピュレータ背面に位置します。
- ▶ 複数台のマニピュレータを同じ列に並べて使用可能です。
- ▶ 0.1mm精度の読み取りと粗動調整が可能です。
- ▶ マイクロメータネジにより0.01mm精度の読み取りと微動調整が可能です。
- ▶ オプションのZ軸ストッパを用いて、重量物搭載時のドリフトを防止します。

アクセサリ:

Z軸ストッパ 注文番号: 00-45-201-6000

マグネットスタンド M1 (回転/傾き/高さ調整)
 注文番号: 00-49-901-6000

マグネットスタンド M2 (回転/傾き調整)
 注文番号: 00-49-902-6000

チルティングデバイス 注文番号: 00-49-903-6000



●デザイン・仕様は予告なく変更される場合がございます。RS1502 本社

ドイツ Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG 日本総代理店

PHOTONIC INSTRUMENTS Co.,Ltd.

フォトニック インストゥルメンツ株式会社



〒215-0025川崎市麻生区五カ田2-2-1-102

Phone 044(988)5700 Fax 044(988)6484

東京営業所〒215-0025川崎市麻生区五カ田2-2-1-102

Phone 044(981)0025 Fax 044(981)0026

E-mail: info@pij.co.jp URL: http://www.pij.co.jp/