



FASEROPTIK


RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG

Bruderhofstr. 10 - 12
D-78532 Tuttlingen

Telefax (07461) 9617-20
Telefon (07461) 9617-0

E-Mail: info@rfq.de
<http://www.kaltlichtkabel.de>

COMPARISON LIST FIBER LIGHT GUIDES



WISAP

SYSTEM STANDARD

Fibre Bundle Diameter	Length mm	RfQ-Article Cable	Projector Fitting	Endoscope Fitting	Wisap-Article
4,9	2300	00-21110-67	00-21110-70	00-21010-71	7761 GS1
4,9	3000	00-21210-63	STANDARD STORZ/STORZ		7761 GS2
3,5	2300	00-21110-61	MORE POSSIBILITIES		7761 GS4
3,5	3000	00-21110-63	(SEE BELOW)		7761 GS5

SYSTEM FUSED TO BE USED WITH HIGH TEMPERATURE LIGHT SOURCES

Fibre Bundle Diameter	Length mm	RfQ-Article Cable	Projector Fitting	Endoscope Fitting	Wisap-Article
4,9	2300	00-22230-40	00-21110-70	00-21010-71	7761 GS1
4,9	3000	00-22230-50	STANDARD STORZ/STORZ		7761 GS2
3,5	2300	00-22330-40	MORE POSSIBILITIES		7761 GS4
3,5	3000	00-22330-50	(SEE BELOW)		7761 GS5

DIFFERENT FITTINGS

LE WISAP, STORZ	00-21110-70	7761 AD
LE ACMI	00-21110-66	7766 A
LE WOLF	00-21110-74	7766 W
LE OLYMPUS	00-21116-62	7766 O
LA WOLF, DYONICS	00-21010-76	7768 E
LA ACMI	00-21010-67	7768 A
LA WISAP, STORZ	00-21010-71	

Fiber Light Guides are not 100% like Cables from Original Manufacturer

Errors excepted

LE=LIGHT INPUT
LA=LIGHT OUPUT

●製品の外観・仕様は予告なく変更される場合がございます。

PHOTONIC INSTRUMENTS Co.,Ltd. フォトニック インストゥルメンツ株式会社

本社 〒215-0025川崎市麻生区五力田2-2-1-102
電話 044(988)5700 Fax 044(988)6484
東京営業所 〒215-0025川崎市麻生区五力田2-2-1-102
電話 044(981)0025 Fax 044(981)0026
E-mail: info@pij.co.jp URL: <http://www.pij.co.jp/>